

## Дентин-герметизирующий ликвид



### ***Показания к применению:***

- профилактика рецидивов кариеса
- снятие гиперчувствительности дентина при препарировании полости и культы зуба
- для прокладок при всех видах пломб
- обеспечение длительной стерильности дентина и пульпы (бактерицидное действие ионов меди)
- стимуляция образования вторичного дентина.

**Дентин - герметизирующий ликвид в полости.**

Нанесение жидкости № 1. После нанесения жидкости рот  
НЕ ПОЛОСКАТЬ!




Последовательное нанесение жидкости № 2





Осушают теплым воздухом, остается тонкая белая пленка.





Применение на культи зуба









SIA ROS

E-aptieka

<http://hch.e-aptieka.eu>

Моб.тел.: +371 29725476

e-mail : [aptieka@ros.lv](mailto:aptieka@ros.lv)

Kr. Valdemāra ielā 36,  
Rīga, LV-1010